

# Lámpara de Fototerapia Ningbo David XHZ 90



- Cabeza Ajustable
- Altura Variable
- Compatible con Todas las Incubadoras

*Unidad de fototerapia con altura ajustable y ruedas con freno.*

*Puede trabajar con cualquier tipo de incubadora cerrada o cama infantil.*

*La cabeza de la unidad puede ser ajustada verticalmente (0 - 90°).*

*Esta compuesta por cinco (5) lámparas de luz azul de 20 vatios, al igual que cinco (5) balastos electrónicos.*

*Cuenta con display de cristal líquido donde se muestra los tiempos de fototerapia o de uso de las lámparas.*

# Lámpara de Fototerapia Ningbo David XHZ 90

## ESPECIFICACIONES GENERALES

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Requerimientos de alimentación: 110 VAC / 60 Hz  
Requerimientos de potencia: menor a 100 VA  
Longitud de onda de luz azul: menor o igual a 500 uW / cm<sup>2</sup>  
Angulo de ajuste de la fototerapia: 0 - 90°  
Tiempo de almacenamiento: 0 - 9999 horas (puede ser reiniciado)  
Dimensiones del empaque: 95.5 cm x 65.5 cm x 20.5 cm  
Peso bruto: 23 kg

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidad de fototerapia  
Eje  
Estructura  
Cable de potencia  
Manual de Operación

