

## PIPETAS AUTOMATICAS MONOCANAL

### APLICACIONES

- Utilizada para la Dispensación rápida, segura y precisa de líquidos en:
- Laboratorio clínico, de investigación, veterinario, bioquímico, universitario, industrial, genético, entre otros.

### CARACTERISTICAS

- Volumen
  - Fijo : 5ul a 1000ul
  - Variable : 0.5-10ul / 5-50ul / 10-100ul / 20-200ul / 100-1000ul / 1000- 5000 ul
- Dispensación rápida, segura y precisa de líquidos
- Expulsor de puntas.
- Fabricadas bajo la norma ISO 9001.
- Excelente estructura y ligereza.
- Utiliza puntas desechables comunes

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- Herramienta de calibración, grasa especial, soporte individual adhesivo, etiquetas de color y certificado de calibración.
- Manual de uso



Producto	Ref	Código
Pipeta Automática Volumen fijo		04-403780 al 04-403789
Pipeta Automática Volumen variable		04-403793 al 04-403797
Pipeta Automática Volumen Variable (1 - 5 ml )		04-403800-10
Puntas para pipeta de 1-5 ml	985000	04-404203
Soporte Tipo Carrusel		04-404612
Soporte Tipo lineal		04-404614

**PRECISIÓN Y CONFORT  
EN SUS MANOS**